

# zumax

# NOVITÀ ZUMAX!



**OCCHIALI MOD SLT  
con ingrandimento galileiano sistema TTL.**



**OCCHIALE TTL CON NUOVA LUCE LED HL8200  
(totale peso occhiale e luce gr 64 - batteria esclusa)**

Sistemi ingrandenti galileiani ZUMAX

Occhiali TTL personalizzabili - Modello SLT

Montatura in titanio con morbidi naselli e monocoli montati sulle lenti

Lenti multistrato e antiriflesso, possibilità di applicare lenti correttive

Montature estremamente confortevoli e leggere (solo 57 gr)

Disponibili con ingrandimenti di 2,5x e 3x, distanze di lavoro mm 340 e mm 420:

Descrizione modelli disponibili: SLT2534, SLT2542, SLT3034, SLT3042

Colori: Nero, Marrone, Rosso, Grigio

Gli occhiali sono personalizzabili, per questo è necessario comunicare la distanza intrapupillare

(misurazione da 0 a 30 cm e da 0 a  $\infty$ ) ed eventualmente le correzioni visive - Dati da essere confermati dal proprio ottico di fiducia



**NUOVA LUCE LED HL8200:**  
nuova luce piccolissima e leggerissima  
(solo 7 gr), che produce una luce coassiale  
e ben definita come  
la sorella maggiore HL8300.

Perfetta per i nuovi occhiali in titanio SLT (sistema TTL)

[www.glanzdentallindustries.eu](http://www.glanzdentallindustries.eu)

[info@glanzdentallindustries.eu](mailto:info@glanzdentallindustries.eu)

Tel (+39) 011 2741399

CE zumax

# zumax

ZUMAX: OTTIMO, FACILE, CONVENIENTE