

zumax

SEMPLICE MA MODERNO E...TECNOLOGICO!



Grazie alla videocamera integrata in Full HD ed al sistema di connessione, potete oggi vedere il vs lavoro in diretta su tutti i dispositivi che desiderate all'interno della vs sede operativa.

La comunicazione non è mai stata così completa

DS zumax

www.zumax.it

ds@zumax.it

[Zumax in Italy](#)

DS zumax

www.zumax.it

ds@zumax.it

[Zumax in Italy](#)

zumax

Accessori originali ZUMAX: è importante utilizzare accessori originali per avere la certezza della qualità degli stessi, della compatibilità con il microscopio oltre che, importantissimo, per una questione di certificazione. Il microscopio non viene così manomesso con parti e/o accessori non originali e mantiene la propria certificazione CE originale del produttore.



Pedale wireless per comandare foto/video della videocamera integrata del microscopio o dello smartphone (o per macchine foto)



Filtro laser



Diaframma doppio Iris



Adattatore easy 360 per smartphone



Adattatore easy 360 plus per smartphone




Adattatore Rota 360 per fotocamera digitale



Adattatore videocamera (Nikon Sony Canon)



Adattatore fotocamera (Nikon Sony Canon)



Anello di rotazione (per sistema Pendulum)



Adattatore per flash macchina foto



Estensore a 45° e partitore ottico



Estensore angolare


ZUMAX: il microscopio per tutti gli odontoiatri



Il microscopio Zumax 2350

il miglior compromesso fra qualità, semplicità e convenienza!

- 1 Tubo binoculare inclinabile di 180° con regolazione meccanica della distanza interpupillare
- 2 Oculari ad ampio campo visivo
- 3 Filtro laser (opzione)
- 4 Sistema video integrato 2D o 3D (opzione)
- 5 Step ingrandimento a 6 scatti (2360)
Step ingrandimento in continuo (2380)
- 6 Campo spot visivo ed illuminazione
- 7 Fuoco fine
- 8 Manopole frizione per oscillamento braccio dx/sx
- 9 Manopole regolazione per oscillamento braccio dx/sx
- 10 Braccio bilanciato a 120°
- 11 Manopole frizione oscillamento testa avanti/indietro
- 12 Manopole regolazione oscillamento testa avanti/indietro
- 13 Manopola regolazione intensità luminosa
- 14 Lente obiettivo VARIODIST (distanza di lavoro variabile fra 20 e 45 cm!!)
- 15 Pulsanti comando foto/video



Maneggevolezza e bilanciamento fuori dal comune

La lente VARIO integrata con la più grande escursione (ben 250mm!)

Luce Led ad alta prestazione con indice di resa cromatica pari a 92

4 diversi spot di campo visivo

Variatore di ingrandimento in continuo (zoom)

Possibilità di includere il filtro laser integrato

Sistema Video 2D o 3D integrati con possibilità di registrare (esclusiva Zumax)

Sistemi video esterni con accessori come da tradizione ZUMAX

TUTTE LE REGOLAZIONI A PORTATA DI MANO



zumax



NUOVO!

Il microscopio
Zumax OMS2380,
tecnologico, efficiente,
facile....e conveniente!