

## SANITY COAT 50 SC0001



## SHEDA TECNICA

### PRESENTAZIONE

- Camice protettivo impermeabile
- Protezione da particelle, schizzi e liquidi
- Il camice non sterile e monouso garantisce igiene e protezione.
- La chiusura di questo camice isolante è fatta da lacci al collo e in vita
- Taglia standard

### CARATTERISTICHE:

- Camice protettivo impermeabile, non sterile, monouso.
- Colore: blu cielo.
- Attacco: lacci al collo e in vita.

### CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Dimensioni: - Lunghezza: 115 cm ( $\pm$  2 cm);
- Larghezza: 136 cm ( $\pm$  2 cm).
- Peso: 40 g / m<sup>2</sup> ( $\pm$  2 g).
- Composizione: 100% tessuto non tessuto 50gr di polipropilene, privo di lattice.

### PACKAGING :

- 5 pezzi / confezione.
- Cartone da 125 pezzi.